

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 80585

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4946

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 15/07/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σύστημα ενδοφλέβιου αποκλεισμού κίρσων με κυανοακρυλική κόλλα 3ml+3ml (6ml), άμεσου πολυμερισμού.

Να περιλαμβάνει 2 τεμάχια των 3 ml κυανοακρυλικής κόλλας με βάση το πολυμερές και ένα σύστημα χορήγησης. Η κόλλα να έχει σύσταση σαν το νερό και το χρώμα της είναι σκούρο μπλε ώστε να είναι λιγότερο ιξώδη κυανοακρυλική κόλλα και να έχει τον ταχύτερο ρυθμό πολυμερισμού στην αγορά. (με βάση δημοσιευμένης μελέτης) Η εφαρμογή να πραγματοποιείται με συνεχή χορήγηση κυανοακρυλικού, ενώ ο καθετήρας να αποσύρεται με ταχύτητα περίπου 2 cm/s. Με ένα απλό πάτημα της σκανδάλης του πιστολιού διανομής να απελευθερώνονται 0,3 ml κυανοακρυλικού. Ο καθετήρας να έχει πολλά πλευρικά ανοίγματα για πιο ομοιόμορφη κατανομή της κόλλας. Να ξεκινά τον πολυμερισμό μετά από 1-2 δευτερόλεπτα και να ολοκληρώνει τη διαδικασία πολυμερισμού σε περίπου 5 δευτερόλεπτα. Η αντίδραση πολυμερισμού αποδίδει θερμότητα περίπου 45°C.

Το Σετ να περιλαμβάνει:

- 2 τμχ, κυανοακρυλική κόλλα 3 ml
- 1 τμχ, σύριγγα 3 cc
- 2 τμχ, βελόνες εισαγωγής τύπου Seldinger 18 G
- 1 τμχ, θηκάρι 6fr., 1 τμχ οδηγό σύρμα 0,035 in. X 45cm J
- 1 τμχ, οδηγό σύρμα 150 cm 00.35" τύπου J
- 2 τμχ, καθετήρας 6F, μήκους 90 cm
- 2 τμχ, καθετήρας παράδοσης, 3F, 93 cm
- 1 τμχ, εισαγωγέα 5F
- 1 τμχ, πιστόλι έγχυσης
- 1 τμχ, στικ πιστολιού

Το προϊόν είναι ένα αποστειρωμένο προϊόν, με τη αποστείρωση οξειδίων αιθυλενίου

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53021	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΙΡΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LASER			1

ΣΥΝΟΛΑ:

1