

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 87847

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 798

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 28/01/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΠΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΝΟΥ (TCPRF)

- Ζεύγος επιδερμικών ηλεκτροδίων παλμικής και τυχαιοποιημένης νευρόλυσης για την θεραπεία πόνου σε καθαρή συσκευασία.
 - Τα επιθέματα (patches) εφαρμόζονται για την λειτουργία της επιδερμικής παλμικής ραδιοσυχνότητας (TCPRF), καθώς και της επιδερμικής τυχαιοποιημένης παλμικής εξαγωγής ραδιοσυχνοτήτων (TCSTP).
 - Να είναι διαθέσιμο στα εξής μεγέθη: small: 5,5 x 5,5 cm, medium: 6 x 12 cm, large: 8 x 15 cm.
 - Τα ηλεκτρόδια να είναι κατασκευασμένα εξωτερικά από υλικό μη υφασμένο (non woven) και κολλητική επιφάνεια από καουτσούκ ειδικής επεξεργασίας με ολική επίστρωση αγωγίμιου gel.
 - Η επιφάνεια επαφής των ηλεκτροδίων με το δέρμα να υποστηρίζεται από ένα μαλακό, κολλώδες, υποαλλεργικό gel που προσκολλάται στο δέρμα και το οποίο να μπορεί να αφαιρεθεί ανώδυνα, χωρίς να αφήνει υπολείμματα.
 - Η υδρογέλη να είναι ιατρική, βιοσυμβατή.
 - Να έχουν υψηλή αντοχή στην πρόσφυση του καλωδίου, ώστε να αποφεύγονται οι ρωγμές κατά την αποσύνδεση.
 - Το ηλεκτρόδιο να φέρει ενσύρματο καλώδιο μεταφοράς ραδιοσυχνοτήτων για χρήση με την γεννήτρια-μηχάνημα εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων.
 - Τα ηλεκτρόδια διέγερσης επιφανείας να διατίθενται με θηλυκά καλώδια σύνδεσης 2 mm ή με προσάρτημα καλωδίου κουμπιού SNAP.
 - Το κάθε ένα ηλεκτρόδιο φέρει ενσύρματο καλώδιο μεταφοράς ραδιοσυχνοτήτων που παράγονται από μηχανήματα (γεννήτρια) εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων, η οποία θα παραχωρείται από την εταιρεία διάθεσης των επιδερμικών ηλεκτροδίων σε κάθε περιστατικό ως συνοδός εξοπλισμός.
- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (PRF)
- Η συσκευή να είναι μία γεννήτρια παλμικής εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων (PRF).
 - Σε συνδυασμό με κατάλληλα επιθέματα ηλεκτροδίων και βελόνες ηλεκτροδίων η συσκευή να παράγει ρεύμα παλμικής ραδιοσυχνότητας μέσω του ασθενούς και να υποστηρίζει δύο (2) τρόπους λειτουργίας: Επεμβατική και Διαδερμική λειτουργία.
 - Να διαθέτει μία επιλογή περιορισμού

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53473	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΥΣΗΣ			6

ΣΥΝΟΛΑ:

6